

Bio Degulor M

hochgoldhaltige Legierung (nicht aufbrennfähig – extrahart - gelb)

Zusammensetzung:

	Name	Gehalt
Au	Gold	71,3 %
Pt	Platin	3,8 %
Ag	Silber	13,9 %
Cu	Kupfer	9,8 %
Zn	Zink	1,1 %
Ir	Iridium	0,1 %

Nebenwirkung

Möglich sind Allergien gegen in der Legierung enthaltene Metalle sowie elektrochemisch bedingte Missempfindungen. Systemische Nebenwirkungen von in der Legierung enthaltenen Metallen werden in Einzelfällen behauptet.

Wechselwirkungen

Okklusalen und approximalen Kontakt unterschiedlicher Legierungstypen vermeiden.