

Pors on 4

Palladium-Basis-Legierung (aufbrennfähig – extrahart - weiß)

Zusammensetzung:

	Name	Gehalt
Pd	Palladium	57,8 %
Ag	Silber	30,0 %
Sn	Zinn	6,0 %
Zn	Zink	2,0 %
In	Indium	4,0 %
Ru	Rhutenium	0,2 %

Nebenwirkung

Möglich sind Allergien gegen in der Legierung enthaltene Metalle sowie elektrochemisch bedingte Missempfindungen. Systemische Nebenwirkungen von in der Legierung enthaltenen Metallen werden in Einzelfällen behauptet.

Wechselwirkungen

Okklusalen und approximaïen Kontakt unterschiedlicher Legierungstypen vermeiden.